

MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE ET COVID-19

Afin d'assurer la santé et la sécurité des salariés, il est **conseillé à l'employeur** de désigner une personne référente qui aura en charge la gestion des masques, la formation du personnel et la communication.

En effet, pour éviter les contaminations qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation du masque, il est impératif de :

- **Inform**er et **form**er le personnel sur la mise en place d'un masque, les **conditions** et **durée** de port, le mode de **retrait** et d'**élimination** ou de **lavage** dans le cas des masques réutilisables.
- **Sensibiliser** et **rappeler** les consignes par voie d'affichage dans les espaces de travail, diffuser des tutoriels...



ATTENTION

L'utilisation des masques ne doit pas générer un **faux sentiment de sécurité**.

Il est impératif de conserver les gestes barrières, la distanciation sociale et la réduction des contacts avec les autres.



Différents types de masques

	Masque chirurgical type I, II, IIR	Masque FFP 1, 2, 3 Sans valve Avec valve	Masque en tissu « grand public » Catégorie 1 Catégorie 2
Usagers	Professionnel de la santé et professionnel spécifique (ex : aide à la personne, ...)	Professionnel de la santé et autre profession à risques (ex : BTP, déchets, ...)	Personnel avec contact régulier avec le public Personnel avec contact occasionnel avec des personnes
EPI	Non	Oui	Non
Performance de filtration	Particules de 3 microns I 95% II 98% IIR 98%	Particules de 0.6 microns FFP1 80% FFP2 94% FFP3 99%	Particules de 3 microns 90% 70%
Vous protège	Protection partielle, ne protège pas contre l'inhalation de très petites particules en suspension dans l'air	Oui	Protection partielle, ne protège pas contre l'inhalation de très petites particules en suspension dans l'air
Protège l'entourage	Oui	Oui Non	Oui
Durée max du port	4H	8H	4H
Marquage Exigences	CE, norme EN14683, type de masque	CE, norme EN149, classe d'efficacité	Performances de filtration, logo filtration garantie pendant X lavages, notice d'utilisation



MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE ET COVID-19

Un masque protège seulement s'il est bien porté



- 1 Se laver les mains 20 à 30 secondes avec du savon, ou du gel hydroalcoolique
- 2 Repérer le haut du masque (barrette métallique en haut si existante)
- 3 Placer le masque en le tenant par les élastiques

- 4 Tenir le masque par le nez, puis tirer doucement pour le déplier jusqu'au menton
- 5 Ajuster le masque en pinçant la barrette métallique (si existante)
- 6 Si vous êtes porteur de lunettes, les mettre après avoir mis le masque. Les lunettes reposent sur le masque.



Porter un masque sur une peau rasée
Remplacer le masque s'il est humide, souillé, usé (déchiré, déformé...)
Quand le masque est bien mis, **NE PLUS LE TOUCHER**
Ne pas mettre le masque en position d'attente (sous le nez, sous le menton...)

Bien enlever son masque



- 1 Se laver les mains 20 à 30 secondes avec du savon, ou du gel hydroalcoolique
- 2 Retirer le masque par les élastiques sans toucher la face avant
- 3 Jeter le masque dans un sac plastique dédié et le refermer

- 4 Déposer le sac plastique dans une poubelle
- 5 Si le masque est réutilisable, le laver en machine à 60°
- 6 Se laver les mains 20 à 30 secondes avec du savon, ou du gel hydroalcoolique

Bien laver et sécher son masque réutilisable

LAVAGE



Se référer à la notice d'utilisation
Utiliser le produit de lessive classique
Le cycle de lavage à 60° doit durer au moins 30 minutes

SECHAGE



Sécher le masque dans son intégralité
Utiliser un sèche-linge, un sèche cheveux ou séchage à l'air libre
Repasser à la vapeur en suivant la notice